

# 1:1 Chirurgie-Handstücke

50 000 rpm

Die schlanken Handstücke sind in verschiedenen Längen und als gerade und gewinkelte Versionen erhältlich. Die Handstücke mit Ihrem Schnellspannfutter und drehbarem Kühlclip sind gut ausbalanciert und arbeiten vibrationsarm. Dies erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten für die unterschiedlichsten Einsätze.



REF: 1710nou

Gewicht	80 g
Werkzeug-Länge	44 mm



REF: 1950nou

Gewicht	85 g
Werkzeug-Länge	70 mm



REF: 1951nou

Gewicht	85 g
Werkzeug-Länge	95 mm



REF: 1952nou

Gewicht	90 g
Werkzeug-Länge	125 mm



REF: 1960nou

Gewicht	113 g
Werkzeug-Länge	70 mm



REF: 1961nou

Gewicht	113 g
Werkzeug-Länge	95 mm



REF: 1962nou

Gewicht	119 g
Werkzeug-Länge	125 mm