

**Exklusiv Distributor
Deutschland**



makro-med GmbH
medical products

Fleischstr. 62 ☒
D-54290 Trier

fon: +49 (0)651 4639 9000
fax: +49 (0)651 4639 9009


mail: info@makro-med.de
web: www.makro-med.de

www.makro-med.de

Unsere Partner



CERECARE
Kompressionswäsche aus Frankreich



PRODUKTKATALOG

www.cerecare.de

TEXTILMANUFAKTUR



CERECARE ist bereits seit über 22 Jahren erfolgreich in der Herstellung und dem Vertrieb von postoperativer Kompressionsbekleidung tätig. Die in Frankreich produzierte Qualitätsware wird weltweit vertrieben.

Das speziell angepasste Kompressionsverhältnis unserer Miederwäsche sorgt für die richtige Haltung, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die auf der Außenseite liegenden Nähte, sowie der Verzicht auf Nähte in den Haupt-OP-Bereichen bewirken, dass sich kaum Abdrücke auf der Haut abzeichnen und verbessern den Tragekomfort während des Heilungsprozesses.

CERECARE hat für jeden medizinischen Eingriff ein spezielles Kleidungsstück entwickelt und deckt somit alle Operationsbereiche am gesamten Körper von Frau und Mann ab. Unsere Miederwäsche ist der Kompressionsklasse II zuzuordnen. Die Stoffqualitäten von CERECARE gliedern sich in eine Classique-Variante, mit einem Anteil von 77% Polyamid und 23% Elasthan und eine Premium-Variante, mit einem Anteil von 57% Polyamid und 43% Elasthan. In speziellen Fällen können wir auch Maßanfertigungen veranlassen. Hier ist die Stoffqualität dann flexibel gestaltbar.

Gerne können Sie direkt in unserem CERECARE-Onlineshop kaufen und bestellen.

Sie haben noch Fragen, benötigen Informationen, eine Maßanfertigung oder ein Angebot?

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie! Wir sind Ihr exklusiver Vertriebs - partner für Cerecare Produkte in Deutschland:

makro med GmbH medical products
Fleischstr. 62
54290 Trier

Tel.: 0651 – 4639 9000
Fax: 0651 – 4639 9009
Mail: info@makro-med.de

web: www.cerecare.de
www.makro-med.de

www.cerecare.de

INHALTSVERZEICHNIS

Plastische und Ästhetische Chirurgie


PANTYS.....	2 - 10
BODYS.....	11 - 14
COMBINÉ	15 - 19
MIEDER/CEINTURE	20 - 25
GESICHT/KOPF.....	26 - 28
KOMPRESSIONSWESTE.....	29 - 32
ÄRMEL	33
BOLERO.....	34
KNIE	35
BEIN	35

Bauchgurte

EASYBELT® LÉGÈRE	38
EASYBELT®	38
DIGIBELT COMFORT®	39
DIGIBELT®	39
CEREDERM	40 - 44
BESTELLSCHEIN.....	51


STOFFQUALITÄT

	Classic	Premium	Dynamic
Zusammensetzung	77% Polyamid 23 % Elasthan	57% Polyamid 43 % Elasthan	64% Polyamid 36% Elasthan
Gewicht	185g /m ²	265g /m ²	315g/m ²
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> · Minimierte Gewebereizung · Enthält weder Latex, noch Formaldehyd oder sonstige Materialien von denen Reizungen oder unerwünschte Reaktionen bekannt sind · Atmungsaktiv · Schnelltrocknend 	<ul style="list-style-type: none"> · Minimierte Gewebereizung · Enthält weder Latex, noch Formaldehyd oder sonstige Materialien von denen Reizungen oder unerwünschte Reaktionen bekannt sind · Fest und weich, seidiger Touch · Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> · Minimiert Gewebereizung · Enthält weder Latex, noch Formaldehyd oder sonstige Materialien, von denen Reizungen oder unerwünschte Reaktionen bekannt sind. · Fest und weich – sehr widerstandsfähig, leicht anzuziehen, seidiger Touch · Hoher Tragekomfort
Farben	 weiß		
Pflege	Das Kleidungsstück mit der Hand bei 30°C Wassertemperatur mit Feinwaschmittel oder Neutralseife waschen oder in der Waschmaschine bei 30°C im Schonwaschgang (OHNE SCHLEUDERN/KEIN TROCKNER).		
Haltedauer/ Reißfestigkeit	Empfindlich bei Einwirkung von Fingernägeln beim Anziehen	Widerstandsfähig	Sehr widerstandsfähig
	Einschränkung postoperativer Ödeme durch Kompression nach rekonstruktiven oder ästhetischen Operationen · Reduktion von subkutanen Flüssigkeitsansammlungen im Lippektomiebereich · Steigerung der Durchblutung · Förderung der richtigen Hautstraffung in neu geformten Bereichen · Fixierung von Verbänden, bis diese entfernt werden		



PANTY

GRÖßENTABELLE STANDARD PANTY - BODY - COMBINÉ - CEINTURE




- Das erste Anziehen der Kompressionswäsche sollte durch eine medizinische Fachkraft unterstützt und kontrolliert werden.
- Erhältlich in:
 - + 6 Größen
 - + Zwei Farben
 - + Zwei Qualitäten
- Empfohlen wird die Kompressionswäsche während der ersten Zeit nach der OP, ca. zwei Wochen lang, permanent zu tragen (Tag und Nacht). Die Struktur des Gewebes ermöglicht es mit der Kleidung zu duschen. Um das Abtrocknen, speziell im Bereich der Nähte, zu erleichtern, ist es hilfreich ein vorgewärmtes Handtuch zu verwenden.

**Bitte messen Sie direkt am Körper (ohne Kleidung)!
Bitte nicht unter Zug messen!**

Standardgrößen	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136

Messblatt für PANTY - Maßanfertigung

Bitte messen Sie direkt am Körper (ohne Kleidung)!
Bitte nicht unter Zug messen!



Bitte ankreuzen und ausfüllen.

Körpergröße	<input type="text"/>	cm
Kleidergröße	<input type="text"/>	

Maße Umfang	Maße in cm	
A' Unterbrustweite	<input type="text"/>	
B Taille	<input type="text"/>	
D Oberschenkel	<input type="text"/>	
H Oberschenkel (10 cm über Knie)	Rechts <input type="text"/>	Links <input type="text"/>
E Knie (höchste Stelle)	Rechts <input type="text"/>	Links <input type="text"/>
H' Wade (10 cm unter Knie)	Rechts <input type="text"/>	Links <input type="text"/>
F Wade (höchste Stelle)	Rechts <input type="text"/>	Links <input type="text"/>
G Knöchel	Rechts <input type="text"/>	Links <input type="text"/>

Höhenmaße	Maße in cm	
M Unterbrust - Becken	<input type="text"/>	
M' Taille - Becken	<input type="text"/>	
N Becken - Sprunggelenk	<input type="text"/>	
O Becken - Knie	<input type="text"/>	

<input type="checkbox"/>	Farbe schwarz
<input type="checkbox"/>	Farbe weiß
<input type="checkbox"/>	Classic 77% Polyamid und 23% Elasthan
<input type="checkbox"/>	Premium 57% Polyamid und 43% Elasthan

PANTY - LIPOFILLING



Standard
oder auf Maß



PHC LIPO

PHC LF RÉF. 002A • PHL LF RÉF. 001A • PHCH LF RÉF. 005A

INDIKATION

- Lipofilling Gesäß

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- Seitliche Reissverschlüsse
- Geschlossener Schritt
- Nähte aussenliegend
- Seitliche Verstärkungen, um die Kompression zu erhöhen und die Neu-Modellierung zu unterstützen.
- PHCH mit Steg

ERHÄLTlich


- Als Panty Court - bis ca. 10 cm überhalb Knie
- Als Panty Long - bis ca. 10 cm unterhalb Knie
- Als Panty Cheville - bis zum Fußknöchel
- 6 Standardgrößen
- Kombination aus Classic, Premium und Xtra Dry
- In schwarz und weiß



PANTY - CRUROPLASTIE



Standard
oder auf Maß



PHC CRU

PHC CR Ref 002B
PHL CR Ref 001B
PHCH CR Ref 005B

INDIKATION

- Lifting Oberschenkel Innenseite

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in Kniekehle
- Klettverschluss Wade zur Regulierung (PHL)
- Geschlossener Schritt
- Nähte aussenliegend und seitlich verschoben um jeglichen Kontakt mit dem OP Bereich zu verhindern.
- PHCH mit Steg

ERHÄLTlich

- Als Panty Court - bis ca. 10 cm überhalb Knie
- Als Panty Long - bis ca. 10 cm unterhalb Knie
- Als Panty Cheville - bis zum Fußknöchel
- Nur in Premium Qualität
- 6 Standardgrößen
- In schwarz und weiß

PANTY Frauen Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

PANTY - RENFORT



Standard
oder auf Maß



PHC REN

PHC RE Ref 002C
PHL RE Ref 001C
PHCH RE Ref 005C

INDIKATION

- Fettabsaugung Hüften, Oberschenkel, Becken und Bauch

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- Seitliche Reissverschlüsse
- Geschlossener Schritt
- Nähte aussenliegend und seitlich verschoben um jeglichen Kontakt mit dem OP Bereich zu verhindern.
- Seitliche Verstärkungen, um die Kompression zu erhöhen und die Neu-Modellierung zu unterstützen. PHCH mit Steg

ERHÄLTlich

- Als Panty Court - bis ca. 10 cm überhalb Knie
- Als Panty Long - bis ca. 10 cm unterhalb Knie
- Als Panty Cheville - bis zum Fußknöchel
- 6 Standardgrößen
- Kombination aus Classic, Premium und Xtra Dry
- In schwarz und weiß

PANTY PHCH



Standard
oder auf Maß



PHCH

RÉF. 005

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Klettverschluss an der Wade zur Regulierung der Weite
- Offener Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY Frauen Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

PANTY PHL



Standard
oder auf Maß



PHL

RÉF. 001

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Klettverschluss Wade zur Regulierung
- Offener Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY_{PHC}



Standard
oder auf Maß



PHC

RÉF. 002

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel,

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY_{PHP}



Standard
oder auf Maß



PHP

RÉF. 007

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in Kniekehle
- Mit Fuß (Zehen offen)
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY_{PBCH}



Standard
oder auf Maß



PBCH

RÉF. 006

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle mit Steg
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY_{PBL}



Standard
oder auf Maß



PBL

RÉF. 003

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Klettverschluss an der Wade zur Regulierung der Weite
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY Frauen Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

PANTY Frauen Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröß	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

PANTY PBC



Standard
oder auf Maß



PBC

RÉF. 004

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY PBP



Standard
oder auf Maß



PBCH

RÉF. 008

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG


- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Einsatz aus Mikrofaser in Kniekehle
- mit Fuß (Zehen offen)
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

PANTY Frauen Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

BODY



Messblatt für BODY - Maßanfertigung


Bitte messen Sie direkt am Körper
(ohne Kleidung!)
Bitte nicht unter Zug messen!

Bitte ankreuzen und ausfüllen.

Körpergröße cm

Kleidergröße

Mann Frau



Maße Umfang	Maße in cm
A'' Oberbrustweite	<input type="text"/>
A' Unterbrustweite	<input type="text"/>
B Taille	<input type="text"/>
C Becken (höchste Stelle)	<input type="text"/>
A'' Achsel	<input type="text"/>

Höhenmaße	Maße in cm
M Unterbrust - Becken	<input type="text"/>
M' Taille - Becken	<input type="text"/>

Farbe schwarz

Farbe weiß

Classic 77% Polyamid und 23% Elasthan

Premium 57% Polyamid und 43% Elasthan

BODY Frauen



BF RÉF. 010

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- BH Körbchen unterlegt mit Mikro-Faser
- 1-reihiger Hakenverschluss frontal und im Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

BODY Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Taille	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

BODY Männer



BH RÉF. 013

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger mit Klettverschluss
- 1-reihiger Hakenverschluss frontal und im Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß



Standard oder
nach Maß



BH-SPL

RÉF. 013SPL

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger mit Klettverschluss
- 1-reihiger Häkchenverschluss frontal und im Schritt
- Nähte aussen liegend
- ca. 9cm länger als Normalform

ERHÄTLICH

- 6 Standardgrößen
- **Längere Form für große Männer**
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß


COMBINÉ



Messblatt für COMBINÉ - Maßanfertigung

Bitte messen Sie direkt am Körper
(ohne Kleidung)!

Bitte nicht unter Zug messen!



Bitte ankreuzen und ausfüllen.

Körpergröße cm

Kleidergröße

Mann Frau

Maße Umfang Maße in cm

A Oberbrustweite

A' Unterbrustweite

B Taille

C Becken (höchste Stelle)

D Oberschenkel

H Oberschenkel (10 cm über Knie) Rechts Links

E Knie (höchste Stelle) Rechts Links

H' Wade (10 cm unter Knie) Rechts Links

F Wade (höchste Stelle) Rechts Links

G Knöchel Rechts Links

Höhenmaße Maße in cm

M Unterbrust - Becken

M' Taille - Becken

N Becken - Sprunggelenk

Farbe schwarz

Farbe weiß

Classic 77% Polyamid und 23% Elasthan

Premium 57% Polyamid und 43% Elasthan

COMBINÉ COFC



COFC RÉF. 011-A

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- eingearbeiteter BH, Körbchen aus Mikrofaser
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Offener Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

COMBINÉ Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

COMBINÉ COFL



COFL RÉF. 011-B

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- eingearbeiteter BH, Körbchen aus Mikrofaser
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Klettverschluss Wade zur Regulierung
- Offener Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

COMBINÉ COFCH



Standard oder auf Maß



COFCH

RÉF. 011-C

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- eingearbeiteter BH, Körbchen aus Mikrofaser
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle mit Steg
- Offener Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

COMBINÉ Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

COMBINÉ COHC



Standard oder auf Maß



COHC

RÉF. 014A

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion), Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger (Klettverschluss)
- 3-reihiger Häkchenverschluss mittig
- Offener Schritt
- Nähte aussen liegend


ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

COMBINÉ COHL



Standard oder auf Maß



COHL

RÉF. 014B

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion), Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Klettverschluss Wade zur Regulierung
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

COMBINÉ Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	85/90	91/95	96/101	102/111	112/123	124/136
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

COMBINÉ COHCH



Standard oder auf Maß



COHCH

RÉF. 014C

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüft- und Gesäßpartie, innere- und äußere Oberschenkel, Knie, Wade und Knöchel, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Einsatz aus Mikrofaser in der Kniekehle
- Mit Steg
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

CEINTURE / MIEDER

Messblatt für CEINTURE - Maßanfertigung

Bitte messen Sie direkt am Körper
(ohne Kleidung)!

Bitte nicht unter Zug messen!


Bitte ankreuzen und ausfüllen.

Körpergröße cm

Kleidergröße

Mann

Frau



Maße Umfang Maße in cm

A' Unterbrustweite

B Taille

C Becken (höchste Stelle)

Höhenmaße Maße in cm

M Unterbrust - Becken

M' Taille - Becken

Farbe schwarz

Farbe weiß

Classic 77% Polyamid und 23% Elasthan

Premium 57% Polyamid und 43% Elasthan

MIEDER CHF
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CHF Klettverschluss
CHF Häkchen

RÉF. 017
RÉF. 017 A

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger, verhindern ein Rollen des Mieders und garantieren optimalen Sitz
- 1-reihiger Häkchenverschluss frontal, 3 cm breit unterlegt
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt (A) oder Klettverschluss
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

CEINTURE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	84/90	91/95	96/103	104/111	112/121	122/134
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

MIEDER CHF C
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CHF C

RÉF. 017C

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger, verhindern ein Rollen des Mieders und garantieren optimalen Sitz
- 1-reihiger Häkchenverschluss frontal, 3 cm breit unterlegt
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussen liegend
- Kurzform ca. 3 cm kürzer als Normalform
- **für Damen mit einer Körpergröße unter 1,58 cm**

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

MIEDER CHF UC
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CHF UC

RÉF. 017UC

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger, verhindern ein Rollen des Mieders und garantieren optimalen Sitz
- 3-reihiger Häkchenverschluss frontal, 3 cm breit unterlegt
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussen liegend
- **Ultrakurzform 2,5 cm kürzer als Kurzform**

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

CEINTURE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	84/90	91/95	96/103	104/111	112/121	122/134
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

MIEDER CBF
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CBF

RÉF. 018

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussen liegend
- Normale Höhe Damen: 30,5 cm

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

MIEDER CHH
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CHH RÉF. 023

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger, verhindern ein Rollen des Mieders und garantieren optimalen Sitz
- 1-reihiger Häkchenverschluss frontal, 3cm breit unterlegt
- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

CEINTURE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	84/90	91/95	96/103	104/111	112/121	122/134
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

MIEDER CBH
CEINTURE



Standard oder nach Maß



CBH RÉF. 024

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Bauch, Hüften

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Nähte aussen liegend
- Normale Höhe Herren: 30,5 cm

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

MIEDER CHF
CEINTURE



Standard oder nach Maß



Ceinture CHH auch für Männer

CHF Frauen RÉF. 019
Männer RÉF. 025

INDIKATION

- Bauchplastik

BESCHREIBUNG

- Verstellbare Träger, verhindern ein Rollen des Mieders und garantieren optimalen Sitz
- Mit Verstärkung und seitlicher Öffnung
- 1-reihiger Häkchenverschluss lateral
- Nähte aussen liegend
- Normale Höhe Damen: 37 cm
- Normale Höhe Herren: 40 cm

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- Auch mit zentraler Häkchenreihe erhältlich
- In schwarz und weiß

CEINTURE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Beckenumfang (höchste Stelle)	84/90	91/95	96/103	104/111	112/121	122/134
Kleidergröße	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

MIEDER CBF
CEINTURE



Standard oder nach Maß



Ceinture CHH auch für Männer

CBF Frauen RÉF. 021
Männer RÉF. 027

INDIKATION

- Bauchplastik

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss im Schritt
- Mit Verstärkung und seitlicher Öffnung
- Nähte aussen liegend
- Normale Höhe Damen: 24,5 cm
- Normale Höhe Herren: 30,5 cm

ERHÄLTlich

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In 2 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- Auch mit zentraler Häkchenreihe erhältlich
- In schwarz und weiß

GESICHT/KOPF



BO

RÉF. 036

INDIKATION

- Ohrenkorrektur

BESCHREIBUNG

- Breiter Klettverschluss für optimale Anpassung
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- Erwachsene: Einheitsgröße
- Kinder: Einheitsgröße
- Tissue 3D (87% Polyamide / 13% Elasthan)
- In schwarz und weiß

FACE-LIFT 1 FA



FA

RÉF. 035-A

INDIKATION

- Facelift
- Plastische OP an Gesicht und Ohr


BESCHREIBUNG

- Breite Klettverschlüsse für optimale Anpassung
- Nähte aussen liegend
- Gewebe maschenfest
- Einschnitte möglich

ERHÄLTlich

- Einheitsgröße
- In 3 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

FACE-LIFT ME



ME

RÉF. 035-B

INDIKATION

- Absaugung Kinn und Hals
- Plastische OP von Gesicht und Hals

BESCHREIBUNG

- Breite Klettverschlüsse für optimale Anpassung
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTlich

- Einheitsgröße
- In 3 Stoffqualitäten: Classic/Premium
- In schwarz und weiß

SONSTIGES




Messblatt für BRASSIÈRE - ÄRMEL - Maßanfertigung


KOMPRESSIONS- WESTE BRASS

KOMPRESSIONS- ÄRMEL

Maße Umfang	Maße in cm	
W Brustkorb (Höhe Achselhöhlen)		
A Oberbrustweite		
A' Unterbrustweite		
B Taille		
D Taille Höhe Becken		
C Becken höchste Stelle		
X Halsumfang		
Y Schulterumfang (Höhe Akromium)	Rechts	Links
Z Oberarmumfang (Höhe Achselhöhlen)	Rechts	Links
I Oberarm Bizeps	Rechts	Links
I' Oberarm Mitte	Rechts	Links
J Gelenk Ellenbogen	Rechts	Links
K Unterarm (größter)	Rechts	Links
K' Unterarm (oberhalb Handgelenk)	Rechts	Links
L Handgelenk	Rechts	Links



Maße Umfang	Maße in cm	
U Mitte Schulter - Unterbrust		
V Mitte Schulter - Taille		
P Mitte Schulterdach - Becken		
Q Oberarm (Achselhöhle - Armbeuge)		
R Gesamtarm (Achselhöhle - Handgelenk)		



Maße Umfang	Maße in cm	
Y Schulterumfang (Höhe Akromium)	Rechts	Links
Z Oberarmumfang (Höhe Achselhöhlen)	Rechts	Links
I Oberarm Bizeps	Rechts	Links
I' Oberarm Mitte	Rechts	Links
J Gelenk Ellenbogen	Rechts	Links
K Unterarm (größter)	Rechts	Links
K' Unterarm (oberhalb Handgelenk)	Rechts	Links
L Handgelenk	Rechts	Links

Längen	Maße in cm	
Q Oberarm (Achselhöhle - Armbeuge)	Rechts	Links
R Gesamtarm (Achselhöhle - Handgelenk)	Rechts	Links



BRASS RÉF. F037.4

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Armen, Rücken, Oberarmlifting

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne
- Nähte aussenliegend
- Elastischer Bund

ERHÄLTlich

- In 7 Standardgrößen
- In Premium und Dynamic erhältlich
- In schwarz und weiß

Zur Größenermittlung bitte die stärkste Stelle des Bizeps messen!

KOMPRESSIOnSWESTE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Bizeps (stärkste Stelle)	25/27	28/30	31/33	34/36	37/40	41/44	45/48



BRASS RÉF. F037.5

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) an den Armen und im Achselbereich

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss im Rücken für eine bessere Paßform
- Nähte aussenliegend

ERHÄLTlich

- In 7 Standardgrößen
- In schwarz und weiß
- In Premium und Dynamic erhältlich
- Premium-Qualität

KOMPRESSIONS-ÄRMEL

Standard



BRASS RÉF. F037.6

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) an den Armen und im Achselbereich

BESCHREIBUNG

- 3-reihiger Häkchenverschluss im Rücken und Klettverschluss vorne für eine bessere Anpassung
- Nähte aussenliegend
- Premium-Qualität

ERHÄTLICH

- In 7 Standardgrößen
- In schwarz und weiß
- In Premium und Dynamic erhältlich

KOMPRESSIONS-WESTE BRASSIÈRE

Nur nach Maß



BRASS RÉF. F037.1

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Oberarm, Oberarmlifting, Bruststraffung

BESCHREIBUNG

- BH-Körbchen mit Mikrofaser gefüttert
- Ärmel teilweise mit Mikrofaser gefüttert
- Nähte aussenliegend
- Elastische Abschlussbündchen
- 3-reihiger Häkchenverschluss vorne

ERHÄTLICH

- Nur Maßanfertigung
- In Classic/Premium und Dynamic erhältlich
- In schwarz und weiß

ÄRMEL L

Nur nach Maß



MANCHE RÉF. 037.3

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Oberarm, Oberarmlifting

BESCHREIBUNG

- Kompressionarmstrumpf lang
- Länge > 20 cm
- Abgefüttert mit Mikrofaser
- Nähte aussenliegend

ERHÄTLICH

- Nur Maßanfertigung
- In Classic/Premium und Dynamic erhältlich
- In schwarz und weiß

ÄRMEL C

Nur nach Maß



MANCHON RÉF. 037.2

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Oberarm, Oberarmlifting

BESCHREIBUNG

- Kompressionarmstrumpf lang
- Länge ≤ 20 cm
- Nähte aussenliegend

ERHÄTLICH

- Nur Maßanfertigung
- In Classic/Premium und Dynamic erhältlich
- In schwarz und weiß

Zur Größenermittlung bitte die stärkste Stelle des Bizeps messen!

KOMPRESSIONSWESTE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Bizeps (stärkste Stelle)	25/27	28/30	31/33	34/36	37/40	41/44	45/48

Bitte Messblatt anfordern!

BOLERO

Standard oder nach Maß



BOL RÉF. 039

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Breiter Träger ohne Verschluss
- 3-reihiger Häkchenverschluss frontal
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTLICH

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In Classic/Premium und Dynamic (schwarz) erhältlich
- In schwarz und weiß

BOLERO Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Brustumfang (stärkste Stelle)	84/90	91/95	96/103	104/111	112/121	122/134

BOLERO FSP

Standard oder nach Maß



BOL FSP RÉF. F039 B

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Achselhöhlen, Gynäkomastie

BESCHREIBUNG

- Träger höhenverstellbar (**3reihiger Häkchenverschluss**)
- 3-reihiger Häkchenverschluss frontal
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTLICH

- 6 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In Classic/Premium und Dynamic (schwarz) erhältlich
- In schwarz und weiß

KNIE GEN

Standard oder nach Maß



GEN RÉF. 040

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Knie

BESCHREIBUNG

- Herausnehmbare Verstärkung in der Außenseite
- Nähte aussen liegend

ERHÄLTLICH

- 4 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In Classic/Premium und Dynamic (schwarz) erhältlich
- In schwarz und weiß

KNIE Standardgröße	T1	T2	T3	T4
Knieumfang (höchste Stelle)	33/36	37/39	40/42	43/46

BEIN CHE

Standard oder nach Maß



CHE RÉF. 041

INDIKATION

- Fettabsaugung (Liposuktion) Wade und Knöchel

BESCHREIBUNG


- Nähte aussen liegend
- Einzelstrumpf

ERHÄLTLICH

- 4 Standardgrößen
- Auch nach Maß erhältlich
- In Classic/Premium und Dynamic (schwarz) erhältlich
- In schwarz und weiß

KNIE Standardgröße	T1	T2	T3	T4
Umfang Knöchel in cm (N)	18/20	21/22	23/24	25/26


Messblatt für Bauchgurte



A Easybelt(Easybelt Legere erhältlich
in Höhe 16cm – 26cm - 32 cm

B Digibelt/Digibelt Comfort erhältlich
in Höhe 18cm – 25cm - 33cm

C In 3 Höhen erhältlich



Den Patienten auf den Rücken platzieren
das Maßband unter den Rückem legen
und das Band in Tailenhöhe
(unter leichtem Zug) justieren und ablesen

Größe	Beckenumfang in cm
1	66 / 76
2	77 / 87
3	88 / 98
4	99 / 109
5	110 / 120
6	121 / 131
7	132 / 142
8	143 / 153
9	154 / 164

Bauch

EASYBELT® BAUCHGURT

Nur Standard



Modell für
Frauen & Männer

EASYBELT

INDIKATION

- Zur postoperativen Versorgung nach Bauchdeckenstraffungen, Rippenbrüchen, Hernien-OP, Fettabsaugungen, Bauchdeckenoperationen, Nabelneueinpflanzungen und Faszienplastiken.

BESCHREIBUNG

- Atmungsaktiv
- Hautfreundliches stabiles Material
- Mit Klettverschluss
- Verschluss unterlegt für besseren Tragekomfort
- Material: 50% Polyamid, 25% Polyester, 25% Elasthan (weiß)
- Material: 65% Polyamid, 25% Polyester, 10% Elasthan (schwarz)
- Frontplatte mit Interlock Stoff (100% Polyester)
- Rückseite Wirkware (65% Polyamid)

ERHÄLTLICH

- 6 Standardgrößen
- **3 Höhen: 16 cm-26 cm-32 cm**
- In schwarz und weiß

EASYBELT® LÉGÈRE BAUCHGURT

Nur Standard



Modell für
Frauen & Männer

EASYBELT LEG

INDIKATION

- Zur postoperativen Versorgung nach Bauchdeckenstraffungen, Rippenbrüchen, Hernien-OP, Fettabsaugungen, Bauchdeckenoperationen, Nabelneueinpflanzungen und Faszienplastiken.

BESCHREIBUNG

- Atmungsaktiv
- Hautfreundliches stabiles Material
- Mit Klettverschluss
- Verschluss unterlegt für besseren Tragekomfort
- Material: 50% Polyamid, 25% Polyester, 25% Elasthan (weiß)
- Material: 65% Polyamid, 25% Polyester, 10% Elasthan (schwarz)
- Frontplatte mit Interlock Stoff (100% Polyester)
- Rückseite Wirkware (65% Polyamid)

ERHÄLTLICH

- 6 Standardgrößen
- **3 Höhen erhältlich: 16 cm-26 cm-32 cm**
- In schwarz und weiß

DIGIBELT® COMFORT BAUCHGURT

Nur Standard



Modell für
Frauen & Männer

DIGIBELT COM

INDIKATION

- Zur postoperativen Versorgung nach Schwangerschaft, Bauchdeckenstraffungen, Fettabsaugungen, Bauchdeckenoperationen uä.

BESCHREIBUNG

- Fünf eingearbeitete Verstärkungen, drei davon herausnehmbar
- Ausgezeichnete Dehnbarkeit bei gleichzeitiger Formerhaltung
- Präzise Anpassung durch Dreier-Klettverschluss
- Unterfütterte Verschlussleiste
- Material kann geschnitten werden
- Material: 64% Polyamid, 36% Lycra

ERHÄLTLICH

- 9 Standardgrößen
- **3 Höhen: 18 cm-25 cm-33 cm**
- In schwarz und weiß

DIGIBELT® BAUCHGURT

Nur Standard



Modell für
Frauen & Männer

DIGIBELT

INDIKATION

- Zur postoperativen Versorgung nach Schwangerschaft, Bauchdeckenstraffungen, Fettabsaugungen, Bauchdeckenoperationen uä.

BESCHREIBUNG

- Fünf eingearbeitete Verstärkungen, drei davon herausnehmbar, für eine optimale Unterstützung
- Gebogene Form, zum Schutz des Unterbauches
- Dreier-Klettverschluss
- Material: 64% Polyamid, 36% Elasthan
- Unterfütterte Verschlussleiste
- Ausgezeichnete Dehnbarkeit bei gleichzeitiger Formerhaltung

ERHÄLTLICH

- 9 Standardgrößen
- **3 Höhen: 18 cm-25 cm-33 cm**
- In schwarz und weiß

BAUCHGURTE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Beckenumfang (höchste Stelle)	66/76	77/87	89/98	99/109	110/120	121/131	132/142	143/153	154/164

BAUCHGURTE Standardgröße	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Beckenumfang (höchste Stelle)	66/76	77/87	89/98	99/109	110/120	121/131	132/142	143/153	154/164

CEREDERM®

Selbstklebendes Silikonpflaster für die dauerhafte Narbenpflege

- Leicht zu schneiden; an jede Narbengröße anpassbar
- Flexibel und gut haftend
- Schmerzfrei und komfortabel 24 Stunden am Tag tragbar
- Weich, dünn & transparent für optimale Diskretion.
- Selbsthaftend - bleibt perfekt in Position.
- Abwaschbar
- Folie kann über einen Zeitraum von bis zu 5 Tagen durchgängig getragen werden

CEREDERM®

Verfügbare Größen (Packung mit je 10 Stück)

5 x 8 cm



10 x 20 cm



5 x 30 cm

Ancre 13 x 22 cm



Lipostick Ø 35 mm- Packung mit je 30 Stück



Couronne Ø 8 cm



In Tubengröße 15g/50g erhältlich.



- Als Alternative zur Cerederm Silikonfolie verwendbar
- Hilft bei Juckreiz
- Erweicht, glättet und begrenzt Narben
- Reduziert Rötungen

INDIKATION

Narben nach Verbrennungen, chirurgischen Eingriffen, Unfällen oder Hautreaktionen.

KONTRAINDIKATION

Nicht bei offenen, nässenden oder entzündeten Wunden, Ulkus, Dekubitus, nicht verheilten Verbrennungen oder auf Schleimhäuten verwenden. Im Falle von Hautreaktionen bitte die Behandlung unterbrechen.

ERGEBNIS

Das Resultat ist nach 3-monatiger Behandlung mit Cerederm® sichtbar, die Narbe ist deutlich verbessert, glatter, weicher und weniger rötlich..

CEREDERM®

Cerederm® ist ein transparentes, selbstklebendes Silikonpflaster zur Behandlung von geschlossenen Wunden und Narben. Sowohl das Pflaster, als auch das dazu passende Silikongel lindert den Juckreiz, weicht die Narbe auf und reduziert deren Rötung. Die Narbe wird geglättet und deren Entwicklung eingeschränkt.

Cerederm® ist besonders effektiv bei Behandlungen von hypertrophen Narben und Keloiden. Das Alter der Narbe spielt dabei keine Rolle.

Alle Komponenten der Cerederm Silikonpflaster wurden aufgrund ihrer Bioverträglichkeit ausgewählt.

Gebrauchsanweisung

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte **Cerederm®** die Narbe mehr als 1cm überdecken. Die Folie sollte über einen Behandlungszeitraum von 2-6 Monaten, längstens 5 Tage am Stück angewendet werden. Idealerweise verbleibt die Folie 24 Stunden an der zu behandelnden Stelle. Die Folie muss ersetzt werden, wenn die Klebeeigenschaft nachlässt. Die in der Silikonfolie enthaltenen Inhaltsstoffe gewährleisten, zusammen mit einer exklusiven Technologie, den perfekten Halt auf der Haut und ermöglichen ein schmerzfreies Entfernen der Folie.

- leicht zu schneiden, an jede Narbengröße anpassbar
- sehr gute Hauthaftung
- komfortabel 24h am Tag tragbar
- weich, dünn und transparent für eine optimale Diskretion

- selbsthaftend, bleibt perfekt in Position
- abwaschbar
- die Folie kann über einen Zeitraum von bis zu 5 Tagen durchgehend getragen werden

Nehmen Sie den Verband aus seiner Verpackung. Sie können die Folie auf die gewünschte Größe zuschneiden, sodass die Narbe komplett abgedeckt wird (mindestens 1 cm sollte überstehen).



Platzieren Sie die Folie Cerederm mit der klebenden Seite auf der Narbe und entfernen Sie die Schutzfolie sanft und gleichmäßig.



Verwenden Sie nur die Cerederm Silikonfolie; es ist nicht erforderlich zusätzliche Creme aufzutragen. Dennoch können Sie (falls gewünscht) zur weiteren Unterstützung eine elastische Bandage oder Cerecare® Kompressionswäsche verwenden.



Reinigen Sie die Narbe und die Silikonfolie einmal am Tag mit klarem Wasser und einer neutralen Seife. Reinigen Sie dabei zuerst die eine und anschließend die andere Hälfte, um ein späteres Wiederanbringen zu ermöglichen.

OP- Termin

Kommission

Kdn.-Nr.

Name

Praxis

Strasse

PLZ/ Ort

Telefon

FAX

email

Stk.	Artikelbezeichnung	Farbe: schwarz/weiß	Größe	Gemessenes Maß	Auswahl Stoffqualität Classic/ Premium	Einzelpreis	Gesamt
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Classic		
		<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> w			<input type="checkbox"/> Premium		
		<input type="checkbox"/> s			<input type="checkbox"/> Dynamic		

Bitte ankreuzen

Bitte ankreuzen

zzgl. Versandkosten

Datum

Unterschrift/ Stempel